

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ VITA

Карта форм



Для лучших dentальных протезов: Естественные, надежные, в разных вариантах.

Так просто – За три шага к подходящей форме зуба!

- 1. Выберите категорию/линию зубов**
- 2. Выберите группу форм**
- 3. Определите подходящую форму зуба**

Выберите категорию/линию зубов в соответствии с требованиями и показаниями

Выберите подходящую в соответствии с формой лица / челюсти пациента группу форм.

Определите по линиям клыков и улыбки подходящую форму зуба.

1. Выберите категорию/линию зубов

Живая игра цвета и формы для естественных результатов.



Для всех случаев благодаря большому выбору цветов и форм.




Надежные стандартные методы протезирования по лучшей цене.



Эффективное CAD/CAM протезирование для большей продуктивности.



> Рекомендуемые комбинации передних и боковых групп зубов




> Рекомендуемые показания*

	★			⊕		☑		😊	
Передние зубы	VITAPAN EXCELL	VITAPAN PLUS	VITA PHYSIODENS	VITAPAN		VITA MFT		VITA VIONIC VIGO	VITA VIONIC FRAME
Боковые зубы	VITAPAN LINGOFORM		VITA PHYSIODENS	VITAPAN CUSPIFORM	VITAPAN SYNOFORM	VITA MFT		VITA VIONIC VIGO	VITA VIONIC FRAME
Полное протезирование	●	●		●		●		●	●
Частичное протезирование	●	●	●	●		●			●
Комбинированное протезирование			●						
Протезирование с опорой на имплантат	●	●							
Геронтопротезирование					●				

* Это рекомендуемые показания для соответствующих протезных решений, однако, как правило возможен весь спектр полного-/частичного-/комбинированного протезирования и протезирования с опорой на имплантаты!


VITAPAN EXCELL	VITAPAN PLUS	VITAPAN LINGOFORM	VITA PHYSIODENS	VITAPAN	VITAPAN CUSPIFORM	VITAPAN SYNOFORM	VITA MFT	VITA VIONIC VIGO	VITA VIONIC FRAME
----------------	--------------	-------------------	-----------------	---------	-------------------	------------------	----------	------------------	-------------------

2. Выберите подходящую группу форм




3. Определите подходящую форму зуба

Необходимая ширина и длина передних зубов определяются с помощью линии клыков и улыбки.



Линия улыбки

Она имеет решающее значение для длины верхних передних зубов, шейки зубов должны располагаться выше этой линии.



Линия клыков

Она имеет определяющее значение для ширины передних верхних зубов. На ней должны располагаться кончики клыков.



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

Верхняя челюсть-передние зубы



041 41,3 7,4 9,1	043 43,1 7,9 9,1	045 45,1 8,4 9,7	047 47,3 8,6 10,3
049 49,1 9,0 10,9	051 51,4 9,3 12,3		



T42 42,0 7,7 9,5	T44 44,1 8,1 9,9	T46 46,2 8,2 10,4	T47 46,9 8,5 10,9
T48 48,1 8,8 11,3	T50 50,0 9,2 11,6	T54 54,4 9,8 12,7	



R45 45,4 8,2 9,9	R47 47,0 8,6 11,2	R49 49,1 8,9 11,7	
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--



квадратный

S46

46,3



10,3

8,5

Нижняя челюсть-передние зубы

L33

33,2



8,6

5,0

L35

35,3



9,0

5,2

L37

37,3



9,4

5,2

L39

39,0



9,8

5,9

L41

41,2



10,2

6,2

► Примечание: Для форм VITAPAN LINGOFORM выберите подходящий регистр

VITAPAN EXCELL Передние зубы	ВЧ/№  mm	041 41,3	043 43,1	045 45,1	047 47,3	049 49,1	051 51,4	T42 42,0	T44 44,1	T46 46,2	T47 46,9	T48 48,1	T50 50,0	T54 54,4	R45 45,4	R47 47,0	R49 49,1	S46 46,3
	НЧ/№  mm	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L41 41,2	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37 37,3	L39 39,0	L41 41,2	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L35 35,3
VITAPAN LINGOFORM Боковые зубы	ВЧ/№  mm	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	24L 35,8	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	24L 35,8	24L 35,8	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	22L 31,6
	НЧ/№  mm	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8	24L 36,4	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	24L 36,4	24L 36,4	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8	22L 32,1

Данные в комбинированной таблице являются общепринятыми ориентировочными значениями, которые могут изменяться в зависимости от индивидуальной ситуации пациента.

VITAPAN EXCELL	VITAPAN PLUS	VITAPAN LINGOFORM	VITA PHYSIODENS	VITAPAN	VITAPAN CUSPIFORM	VITAPAN SYNOFORM	VITA MFT	VITA VIONIC VIGO	VITA VIONIC FRAME
-------------------	-----------------	----------------------	--------------------	---------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------------

Верхняя челюсть-передние зубы



лопатообразный

041 41,3 7,4 9,1	043 43,1 7,9 9,1	045 45,1 8,4 9,7	047 47,3 8,6 10,3
047L (047 с удлиненной шейкой) 47,3 8,6 10,3	049 49,1 9,0 10,9	051 51,4 9,3 12,3	
T42 42,0 7,7 9,5	T44 44,1 8,1 9,9	T46 46,2 8,2 10,4	T47 46,9 8,5 10,9
T48 48,1 8,8 11,3	T50 50,0 9,2 11,6	T54 54,4 9,8 12,7	
R45 45,4 8,2 9,9	R47 47,0 8,6 11,2	R49 49,1 8,9 11,7	



треугольный



прямоугольный



квадратный

S46

46,3



8,5



10,3

Нижняя челюсть-передние зубы

L33

33,2



5,0



8,6

L35

35,3



5,2



9,0

L37

37,3



5,2



9,4

L37L* (L37 с удлиненной шейкой)

37,3



5,2



9,4

L39

39,0



5,9



9,8

L41

41,2



6,2



10,2

VITAPAN PLUS Передние зубы	ВЧ/№  mm	041 41,3	043 43,1	045 45,1	047 47,3	047L* 47,3	049 49,1	051 51,4	T42 42,0	T44 44,1	T46 46,2	T47 46,9	T48 48,1	T50 50,0	T54 54,4	R45 45,4	R47 47,0	R49 49,1	S46 46,3
	НЧ/№  mm	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37L* 37,3	L39 39,0	L41 41,2	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37 37,3	L39 39,0	L 41 41,2	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L35 35,3
VITAPAN LINGOFORM Боковые зубы	ВЧ/№  mm	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	24L 35,8	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	24L 35,8	24L 35,8	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	22L 31,6
	НЧ/№  mm	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8	24L 36,4	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	24L 36,4	24L 36,4	22L 32,1	22L 31,6	23L 34,8	22L 32,1

Данные в комбинированной таблице являются общепринятыми ориентировочными значениями, которые могут изменяться в зависимости от индивидуальной ситуации пациента. *длинные (047 и L37 с удлиненной шейкой)

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM




VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

Боковые зубы

21L* 	22L* 	23L* 
24L* 		

*) Отбеленный цвет 0M3 предлагается исключительно для выбранных форм.

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

Верхняя челюсть-передние зубы



лопатообразный






треугольный



01S* 	02L 	03M 	04L
05L 	06L 		
T6S** 	T2S* 	T1S 	T3M
T4M* 	T5M 	T6L 	T7M
T8L* 	T9L 		








прямоугольный



квадратный



Нижняя челюсть-передние зубы








*) Отбеленные цвета OM1 и OM3 предлагаются исключительно для выбранных форм.
**) Формы предлагаются только для цветов VITA SYSTEM 3D-MASTER.

VITA PHYSIODENS Передние зубы	B4/№  mm	01S 42,3	02L 45,7	03M 47,2	04L 49,2	05L 50,1	06L 51,3	T6S 41,0	T2S 44,9	T1S 45,3	T3M 45,6	T4M 45,6	T5M 46,2	T6L 47,3	T7M 47,5	T8L 49,0	T9L 49,6
	H4/№  mm	L1S 33,0	L2M 34,5	L3M 36,3	L6L 38,2	L6L 38,2	L8L 43,5	L1S 33,0	L2M 34,5	L1S 33,0	L3M 36,3	L4M 35,5	L3M 36,3	L5M 37,0	L7L 38,2	L5M 37,0	L6L 38,2
VITA PHYSIODENS Боковые зубы	B4/№  mm	21E 30,5	22E 32,9	23E 33,5	24E 34,8	24E 34,8	25E 36,7	21E 30,5	21E 30,5	20E 29,4	22E 32,9	22E 32,9	23E 33,5	23E 33,5	23E 33,5	24E 34,8	25E 36,7
	H4/№  mm	21E 32,7	22E 33,7	23E 34,6	24E 36,1	24E 36,1	25E 37,3	21E 32,7	21E 32,7	20E 31,0	22E 33,7	22E 33,7	23E 34,6	23E 34,6	23E 34,6	24E 36,1	25E 37,3

VITA PHYSIODENS Передние зубы	B4/№  mm	X1M 46,3	X2L 46,2	X3L 47,8	Z1S 44,1	Z2S 47,5
	H4/№  mm	L3M 36,3	L4M 35,5	L5M 37,0	L1S 33,0	L5M 37,0
VITA PHYSIODENS Боковые зубы	B4/№  mm	23E 33,5	23E 33,5	24E 34,8	21E 30,5	22E 32,9
	H4/№  mm	23E 34,6	23E 34,6	24E 36,1	21E 32,7	22E 33,7



Данные в комбинированной таблице являются общепринятыми ориентировочными значениями, которые могут изменяться в зависимости от индивидуальной ситуации пациента.

Боковые зубы

20E 29,4 8,9  31,0 8,3	21E* 30,5 9,5  32,7 8,7	22E* 32,9 9,5  33,7 9,0
23E* 33,5 11,1  34,6 9,8	24E* 34,8 11,8  36,1 9,8	25E 36,7 11,2  37,3 9,5

*) Отбеленный цвет 0M3 предлагается исключительно для выбранных форм.

Верхняя челюсть-передние зубы

 лопатообразный	013  41,7 7,9 9,5	025  42,8 8,1 9,9	034  43,3 8,0 9,7	035  43,2 8,0 9,8
	043  43,6 8,2 9,4	086  47,1 8,9 9,9	097  49,2 9,0 11,5	098*  48,1 9,0 11,8
	099  52,5 9,8 12,5			
 треугольный	T36*  43,7 8,1 10,1	T53  44,6 8,1 9,2	T56  44,4 8,3 10,0	T66  44,6 8,3 10,2
	T67  45,1 8,4 10,0	T76*  45,9 8,2 10,4	T77*  46,2 8,5 10,6	T88*  47,1 8,7 10,6

прямоугольный квадратный	T98 50,5 9,3 10,8	T99 48,0 9,0 11,1	
	X13 41,5 7,7 9,3	X66 45,9 8,9 10,1	X77 47,0 8,5 10,1
	X96 50,0 9,3 10,0	X99 50,6 9,4 12,7	X87 46,9 8,9 10,1
	Z51 44,6 8,3 8,8	Z61 45,5 8,2 8,7	Z74 46,7 8,8 9,6
	Z85 47,5 8,6 9,7	Z97 52,2 9,5 10,2	Z84 46,7 8,7 9,4

Нижняя челюсть-передние зубы

Полностью сформированный режущий край	L3 	L5* 	L5L 	L7* 
	L9 	L11* 	L13 	L15 
Стертый режущий край	L4* 	L8 	L10 	L12 
	L14 			

*) Отбеленные цвета 0M1 и 0M3 предлагаются исключительно для выбранных форм.

VITAPAN Передние зубы	B4/№  mm	013 41,7	025 42,8	034 43,3	035 43,2	043 43,6	086 47,1	097 49,2	098 48,1	099 52,5	T36 43,7	T53 44,6	T56 44,4	T66 44,6	T67 45,1	T76 45,9	T77 46,2	T88 47,1	T98 50,5	T99 48,0
	H4/№  mm	L4 32,7	L3 33,4	L3 33,4	L3 33,4	L5 35,3	L11 36,9	L8 38,9	L13 37,0	L14 41,7	L4 32,7	L5 35,3	L5 35,3	L5 35,3	L4 32,7	L7 36,2	L11 36,9	L11 36,9	L15 38,0	L11 36,9
VITAPAN CUSPIFORM Боковые зубы	B4/№  mm	40C 28,1	40C 28,1	41C 29,9	41C 29,9	41C 29,9	42C 31,7	44C 32,8	42C 31,7	45C 34,8	40C 28,1	41C 29,9	41C 29,9	42C 31,7	42C 31,7	42C 31,7	42C 31,7	44C 32,8	45C 34,8	44C 32,8
	H4/№  mm	40C 29,5	40C 29,5	41C 31,3	41C 31,3	41C 31,3	42C 33,4	44C 34,6	42C 33,4	45C 36,3	40C 29,5	41C 31,3	41C 31,3	42C 33,4	42C 33,4	42C 33,4	42C 33,4	44C 34,6	45C 36,3	44C 34,6
VITAPAN SYNOFORM Боковые зубы	B4/№  mm	10S 29,0	10S 29,0	11S 30,0	11S 30,0	11S 30,0	12S 31,3	14S 33,1	12S 31,3	14S 33,1	10S 29,0	11S 30,0	11S 30,0	12S 31,3	12S 31,3	12S 31,3	12S 31,3	14S 33,1	14S 33,1	14S 33,1
	H4/№  mm	10S 30,5	10S 30,5	11S 31,9	11S 31,9	11S 31,9	12S 32,7	14S 35,4	12S 32,7	14S 35,4	10S 30,5	11S 31,9	11S 31,9	12S 32,7	12S 32,7	12S 32,7	12S 32,7	14S 35,4	14S 35,4	14S 35,4

VITAPAN Передние зубы	B4/№  mm	X13 41,5	X66 45,9	X77 47,0	X87 46,9	X96 50,0	X99 50,6	Z51 44,6	Z61 45,5	Z74 46,7	Z84 46,7	Z85 47,5	Z97 52,2
	H4/№  mm	L4 32,7	L9 36,1	L11 36,9	L11 36,9	L10 39,0	L15 38,0	L3 33,4	L3 33,4	L9 36,1	L9 36,1	L13 37,0	L12 41,0
VITAPAN CUSPIFORM Боковые зубы	B4/№  mm	41C 29,9	42C 31,7	42C 31,7	44C 32,8	44C 32,8	45C 34,8	43C 31,0	43C 31,0	42C 31,7	42C 31,7	44C 32,8	45C 34,8
	H4/№  mm	41C 31,3	42C 33,4	42C 33,4	44C 34,6	44C 34,6	45C 36,3	43C 32,3	43C 32,3	42C 33,4	42C 33,4	44C 34,6	45C 36,3
VITAPAN SYNOFORM Боковые зубы	B4/№  mm	11S 30,0	12S 31,3	12S 31,3	14S 33,1	14S 33,1	14S 33,1	13S 31,3	13S 31,3	12S 31,3	12S 31,3	14S 33,1	14S 33,1
	H4/№  mm	11S 31,9	12S 32,7	12S 32,7	14S 35,4	14S 35,4	14S 35,4	13S 33,9	13S 33,9	12S 32,7	12S 32,7	14S 35,4	14S 35,4

Данные в комбинированной таблице являются общепринятыми ориентировочными значениями, которые могут изменяться в зависимости от индивидуальной ситуации пациента.

Боковые зубы


40C 28,1 7,8 29,5 7,6	41C* 29,9 8,4 31,3 8,0	42C* 31,7 8,3 33,4 8,0
43C 31,0 8,5 32,3 8,1	44C* 32,8 9,1 34,6 8,7	45C 34,8 9,4 36,3 8,6

*) Отбеленный цвет 0M3 предлагается исключительно для выбранных форм.


Боковые зубы

10S 29,0 7,5 30,5 6,8	11S 30,0 7,8 31,9 7,3	12S 31,1 8,7 32,7 7,8
13S 31,3 8,3 33,9 7,4	14S 33,1 9,3 35,4 8,3	

Верхняя челюсть-передние зубы




 лопатообразный	040  40,0 7,5  10,0	044  43,9 8,1  10,2	049  49,2 9,0  11,8	
	T41  40,5 7,5  9,4	T43  43,3 8,2  10,3	T46  46,1 8,5  10,2	T49  48,8 9,0  11,8
	R42  42,1 7,9  9,3	R45  44,5 8,2  10,3	R47  46,6 8,5  11,0	
	S47  46,8 8,9  10,8	S50  49,7 9,2  12,0		

Нижняя челюсть-передние зубы



VITA MFT Передние зубы	ВЧ/№  mm	040 40,0	044 43,9	049 49,2	T41 40,5	T43 43,3	T46 46,1	T49 48,8	R42 42,1	R45 44,5	R47 46,6	S47 46,8	S50 49,7
	НЧ/№  mm	L33 32,6	L34 34,0	L40 39,5	L33 32,6	L34 34,0	L37 36,8	L40 39,5	L34 34,0	L37 36,8	L37 36,8	L40 39,5	L40 39,5
VITA MFT Боковые зубы	ВЧ/№  mm	PU29 28,8	PU29 28,8	PU33 33,0	PU29 28,8	PU31 30,6	PU31 30,6	PU33 33,0	PU29 28,8	PU31 30,6	PU33 33,0	PU33 33,0	PU33 33,0
	НЧ/№  mm	PL29 29,6	PL29 29,6	PL33 33,6	PL29 29,6	PL31 31,1	PL31 31,1	PL33 33,6	PL29 29,6	PL31 31,1	PL33 33,6	PL33 33,6	PL33 33,6

Данные в комбинированной таблице являются общепринятыми ориентировочными значениями, которые могут изменяться в зависимости от индивидуальной ситуации пациента. . *длинные (047 и L37 с удлиненной шейкой)

Боковые зубы**PU29 – PL29****PU31 – PL31****PU33 – PL33**

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

VITA VIONIC
VIGO


VITA VIONIC
FRAME

Верхняя челюсть-передние зубы



лопатообразный


043




045



T44



T46



T48




T50



R47



R49



треугольный



прямоугольный

Нижняя челюсть-передние зубы


L33



L35




L37



L39



Боковые зубы



VITA VIONIC VIGO Передние зубы	BЧ/№  mm	R47 47,0	R49 49,0	O45 44,5	T50 49,9	T46 46,2	O43 43,3	T44 44,0	T48 48,3
	НЧ/№  mm	L37 37,2	L39 39,2	L35 35,2	L39 39,2	L35 35,2	L33 33,2	L33 33,2	L37 37,2
VITA VIONIC VIGO Боковые зубы	BЧ/№  mm	22L 31,8	23L 34,3	22L 31,8	24L 35,9	22L 31,8	21L 30,3	21L 30,3	22L 31,8
	НЧ/№  mm	22L 32,6	23L 35	22L 32,6	24L 36,9	22L 32,6	21L 31	21L 31	22L 32,6


VITAPAN EXCELL® DD FRAME

Доступны в 6 цветах VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

Верхняя челюсть-передние зубы



лопатообразный




треугольный



прямоугольный



Нижняя челюсть-передние зубы



VITAPAN® LINGOFORM DD FRAME


Доступны в 6 цветах VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

Боковые зубы



VITAPAN EXCELL Передние зубы	ВЧ/№  mm	043 43,1	045 45,1	049 49,1	T44 44,1	T46 46,2	T48 48,1	T50 50,0	R45 45,4	R47 47,0
	НЧ/№  mm	L33 33,2	L35 35,3	L39 39,0	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L35 35,3	L37 37,3
VITAPAN LINGOFORM Боковые зубы	ВЧ/№  mm	21L 30,1	22L 31,6	23L 34,2	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	24L 35,8	22L 31,6	22L 31,6
	НЧ/№  mm	21L 30,7	22L 32,1	23L 34,8	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	24L 36,4	22L 32,1	22L 32,1

Более подробную информацию о **VITA PROTHETIK** Вы можете найти на сайте:
www.vita-zahnfabrik.com/prothetics



Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом сочетании, приводящим к повреждениям. Модульбокс VITA не является неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры: 2021-06

С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу. Любую актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com

Фирма VITA является сертифицированным производителем и следующие виды ее продукции имеют маркировку

CE 0124 :

VITAPAN®, VITA PHYSIODENS®, VITA MFT®, VITA VIONIC®

MD

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik