

КЕРАМИКИ, ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ — БЕЗУПРЕЧНЫЕ ПРОТЕЗЫ ДЛЯ ВСЕХ ПОКАЗАНИЙ.

С керамиками HeraCeram Вы можете создавать эстетические реставрации, которые отвечают каждому требованию в любой ситуации - от простого и достоверного воспроизведения цветов А - D, до квалифицированного воспроизведения индивидуальных оттенков с естественной световой динамикой. Все керамические материалы применяются на основе простой одинаковой методики как для металлических, каркасов, так и для для каркасов из диоксида циркония.

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЦВЕТА : А-D

Надежное воспроизведение классических цветов А-D

Набор опаков

Набор дентинов и керамик режущего края

Опционально:
Набор красителей

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

Создание специфики цвета и оттенков зубов пациента

Набор опаков

Набор дентинов и керамик режущего края

Опционально:
Набор красителей

Набр Navigator:

- Инкризеры
- Инхэнсеры
- Маски ...

Наш пробный набор - First-Touch set

MATRIX

Максимальная естественность индивидуальной реставрации

Набор опаков

Набор дентинов и керамик режущего края

Опционально:
Набор красителей

Набор Matrix:

- Опаловые керамики
- Вэлью материалы
- Мамелоновые и вторичные дентины...

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Специальное применение

Набор плечевой керамики



Керамика для прессования

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ К ВАШИМ КАРКАСАМ

ДЛЯ ОБЫЧНЫХ СПЛАВОВ ПОД ОБЛИЦОВКУ КЕРАМИКОЙ

Керамика HeraCeram для сплавов под облицовку с КТР в диапазоне 13.5-14.9 μm/mK.



heraCeram®

ДЛЯ КАРКАСОВ ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ

HeraCeram Zirkonia идеально соответствует каркасам из диоксида циркония с КТР 10.5 μm/mK. Стабилизированная структура лейцита (SLS) препятствует образованию сколов и трещин.



heraCeram®
Zirkonia

2 HERACERAM — ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КЕРАМИКИ

2.1 HERACERAM — ДЛЯ СПЛАВОВ ПОД ОБЛИЦОВКУ КЕРАМИКОЙ

HERACERAM — КЕРАМИКА ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ

HeraCeram это керамика для облицовки металлических каркасов с КТР в диапазоне 13.5-14.9 $\mu\text{m}/\text{mK}$. В результате низкой температуры обжига - max. 880°C, можно уверенно использовать все сплавы с КТР в этом диапазоне .

Для проявления эстетики, HeraCeram предлагает опак дентины и материалы режущего края, которые приспособлены друг к другу, так же как и всесторонний диапазон материалов для индивидуализации работ, которые гарантируют надежность цветопередачи, даже при использовании тонких слоев. Стабильность этих материалов, объединенных с низким уровнем усадки в течение обжига, гарантирует, что реставрация не потеряет формы.

- **РАЗНОСТОРОННЯЯ** — HeraCeram гарантирует исключительную надежную и согласованную обработку, особенно для сплавов с низкой точкой плавления
- **НАДЕЖНАЯ** — максимальная температура обжига 880°C гарантирует исключительную надежную и согласованную обработку, особенно для сплавов с низкой точкой плавления(1050°C)
- **ЭФФЕКТИВНАЯ** — чрезвычайно низкие циклы обжига (обжиг дентина < 10 минут) одинаковый и для HeraCeram Zirkonia .



2 HERACERAM — ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КЕРАМИКИ

2.1 HERACERAM — ДЛЯ СПЛАВОВ ПОД ОБЛИЦОВКУ КЕРАМИКОЙ

HERACERAM

Состав набора	
1x1мл	NP-Primer
3x2мл	Опак паста PO A2; PO A3; PO A3,5
3x20г	Дентины D A2; D A3; D A3,5
3x20г	Инкризеры IN A2; IN A3; IN A3,5
2x20г	Режущий край S 1; S 2
2x20г	Инхэнсеры EH A; EH neutral
1x20г	Маска MA bright
2x20г	Опаловые материалы OS 2; OT 2
1x20г	Плечевая керамика LM 2
1x1мл	Жидкость для опак пасты POL
1x25мл	Моделировочная жидкость ML
1 шт.	Кисть для опак пасты PO
1 шт.	Кисть моделировочная Toya
1 шт.	Расцветка
Артикул:	6604 6892

2 HERACERAM — ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КЕРАМИКИ

2.1 HERACERAM — ДЛЯ СПЛАВОВ ПОД ОБЛИЦОВКУ КЕРАМИКОЙ

HERACERAM

Набор опаков - паст

Состав набора	
1x2мл	NP-Primer
16x2мл	Опак - пасты PO A1–PO D4
3x2мл	Интенсивные opak-пасты bleach; gold; gingiva
1x1мл	Жидкость для опаков - паст POL
2шт.	Кисть для опаков -паст
1шт.	Расцветка
Артикул: 6604 6975	

Набор дентинов и эмалей

Состав набора	
16x20 г	Дентины D A1–D D4
4x20г	Эмали (режущий край) S 1–S 4
2x20г	Транспа Clear; white
1x25мл	Моделировочная жидкость ML
1шт.	Расцветка
Артикул: 6604 6894	



HERACERAM

Набор Matrix

Состав набора	
3x20г	Мамелон - дентины MD 1–MD 3
2x20г	Вторичные дентины SD 1; SD 2
4x20г	Вэлью материалы VL 1–VL4
4x20г	Опаловая эмаль реж. края OS 1–OS4
9x20г	Опаловые прозрачные OT 1; OT 2; OT 5; OT 10; OT Y; OT A; OT B; OT G; OT Ice
1x25мл	Моделировочная жидкость ML
1x25 мл	Расцветка
Артикул: 6600 3297	

Набор плечевой керамики

Состав набора	
7x20г	Плечевая керамика высокотемпературная HM 1–HM 7
7x20г	Плечевая керамика низкотемпературная LM 1–LM 7
1x25мл	Моделировочная жидкость ML
1x25мл	Жидкость для плечевой керамики SM
1x10мл	Изолирующая жидкость
1x	Расцветка
Артикул: 6600 3298	



Набор красителей

Этот набор красителей можно применять для HeraCeram и для HeraCeram Zirkonia.

Состав набора	
17x3г	Красители MF 1–MF 9; MF 13–MF 20
3x3г	Красители BS-A; BS-B; BS-C
1x20мл	Жидкость для красителей MF
2 шт.	Кисть для красителей
1 шт.	Расцветка
Артикул: 6604 6897	

2 HERACERAM — ОБЛИЦОВОЧНАЯ КЕРАМИКА

2.1 HERACERAM — ДЛЯ СПЛАВОВ ПОД ОБЛИЦОВКУ КЕРАМИКОЙ

HERACERAM

NP-Primer, 2 мл
для подготовки каркасов перед нанесением HeraCeram на недорогие сплавы

Артикул: 6604 4605



Преопак, 2 мл
для подготовки каркасов перед нанесением HeraCeram на дорогие сплавы

Артикул: 6600 8399

Опаки пастообразные 2мл

Цвета	Артикулы
PO A1	6600 3344
PO A2	6600 3345
PO A3	6600 3346
PO A3,5	6600 3347
PO A4	6600 3348
PO B1	6600 3349
PO B2	6600 3350
PO B3	6600 3351
PO B4	6600 3352
PO C1	6600 3353
PO C2	6600 3354
PO C3	6600 3355
PO C4	6600 3356
PO D2	6600 3357
PO D3	6600 3358
PO D4	6600 3359

Интенсивные пастообразные
опаки, 2 мл

Цвета	Артикулы
bleach	6600 3360
gold	6600 3361
gingiva	6600 3362
PO CA	6600 3363
PO CB	6600 3364
PO CC	6600 3365

Порошковые опаки, 20 г

Цвета	Артикулы
OA1	6600 3300
OA2	6600 3302
OA3	6600 3304
OA3,5	6600 3306
OA4	6600 3308
OB1	6600 3310
OB2	6600 3312
OB3	6600 3314
OB4	6600 3316
OC1	6600 3318
OC2	6600 3320
OC3	6600 3322
OC4	6600 3324
OD2	6600 3326
OD3	6600 3328
OD4	6600 3330

Интенсивные порошковые опаки, 20г

Цвета	Артикулы
bleach	6600 3332
gold	6600 3334
gingiva	6600 3336
OCA	6600 3338
OCB	6600 3340
OCC	6600 3342

Плечевая керамика HM -
высокотемпературная, 20 г

Цвета	Артикулы
HM1	6600 3484
HM2	6600 3486
HM3	6600 3488
HM4	6600 3490
HM5	6600 3492
HM6	6600 3494
HM7	6600 3496

Плечевая керамика LM -
низкотемпературная, 20 г

Цвета	Артикулы
LM1	6600 3498
LM2	6600 3500
LM3	6600 3502
LM4	6600 3504
LM5	6600 3506
LM6	6600 3508
LM7	6600 3510

HERACERAM

Дентины, 20 г

Цвета	Артикулы
DA1	6600 3366
DA2	6600 3368
DA3	6600 3370
DA3,5	6600 3372
DA4	6600 3374
DB1	6600 3376
DB2	6600 3378
DB3	6600 3380
DB4	6600 3382
DC1	6600 3384
DC2	6600 3386
DC3	6600 3388
DC4	6600 3390
DD2	6600 3392
DD3	6600 3394
DD4	6600 3396

Дентины 100 г

Цвета	Артикулы
DA1	6600 3367
DA2	6600 3369
DA3	6600 3371
DA3,5	6600 3373
DA4	6600 3375
DB1	6600 3377
DB2	6600 3379
DB3	6600 3381
DB4	6600 3383
DC1	6600 3385
DC2	6600 3387
DC3	6600 3389
DC4	6600 3391
DD2	6600 3393
DD3	6600 3395
DD4	6600 3397

Эмали (режущий край), 20 г

Цвета	Артикулы
S1	6600 3398
S2	6600 3400
S3	6600 3402
S4	6600 3404

Транспарентные материалы, 20г

Цвета	Артикулы
T	6600 3406
Clear	6600 3412
White	6600 3410
Blue	6600 3408

Десневая керамика, 20 г

Маркировка	Артикул
G	6600 3529

Керамика для коррекции, 20г

Маркировка	Артикул
COR	6600 3531

Глазурь, 20 г *

Цвет	Артикул
GL	6600 3527

Глазурь, 2мл*

Артикул: 6600 9849

* Материалы глазури можно использовать для HeraCeram и для HeraCeram Zirkonia.



2 HERACERAM — ОБЛИЦОВОЧНАЯ КЕРАМИКА

2.1 HERACERAM — ДЛЯ СПЛАВОВ ПОД ОБЛИЦОВКУ КЕРАМИКОЙ

HERACERAM

Мамелон-дентины, 20 г

Цвета	Артикулы
MD1	6600 3440
MD2	6600 3442
MD3	6600 3444

Вэлью материалы, 20 г

Цвета	Артикулы
VL1	6600 3450
VL2	6600 3452
VL3	6600 3454
VL4	6600 3456

Опаловые материалы, 20 г

Цвета	Артикулы
OS1	6600 3460
OS2	6600 3462
OS3	6600 3464
OS4	6600 3466
OT1	6600 3468
OT2	6600 3470
OT5	6600 3472
OT10	6600 3474
OTY	6600 3476
OTA	6600 3478
OTB	6600 3480
OTG	6600 3482
OTIce	6600 4097

Вторичные дентины, 20г

Цвета	Артикулы
SD1	6600 3446
SD2	6600 3448

HERACERAM

Инкризеры, 20 г

	Артикулы
IN A1	6602 2181
IN A2	6602 1411
IN A3	6602 1412
IN A3,5	6602 1413
IN A4	6602 2182
IN B1	6602 2183
IN B2	6602 1414
IN B3	6602 1415
IN B4	6602 2184
IN C1	6602 2185
IN C2	6602 2186
IN C3	6602 2187
IN C4	6602 2188
IN D2	6602 2189
IN D3	6602 1416
IN D4	6602 2190
Caramel IN C	6601 3751
Mango IN M	6601 3753
Orange IN O	6601 3755
Peach IN P	6601 3757
Solaris IN S	6601 3759
Taiga IN T	6601 3761

Инхэнсеры, 20 г

Цвета	Артикулы
ЕНА	6603 3964
ЕНВ	6603 3965
ЕНС	6603 3967
EH bright	6603 3969
EH neutral	6603 3970
EH grey	6603 3971

Маски, 20 г

Цвета	Артикулы
MA bright	6603 3972
MA shadow	6603 3973



2 HERACERAM — ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КЕРАМИКИ

2.2 HERACERAM ZIRKONIA — ДЛЯ КАРКАСОВ ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ

HERACERAM ZIRKONIA — ОБЛИЦОВОЧНАЯ КЕРАМИКА С ЗАЩИТОЙ ОТ СКОЛОВ

HeraCeram Zirkonia идеально соответствует каркасам из диоксида циркония с КТР 10,5 $\mu\text{m}/\text{mK}$.

Адгезивная паста **HeraCeram Zirkonia** была специально разработана для облицовки диоксида циркония. Этот адгезив гарантирует максимальное сцепления облицовки с каркасом без нужды в непредсказуемой пескоструйной обработки чувствительной поверхности диоксида циркония. Адгезивный обжиг оптимизирует увлажнение поверхности каркаса, очищает каркас и обеспечивает его флюоресценцию изнутри

Лайнеры HeraCeram Zirkonia обеспечивают основной оттенок. Тщательный баланс между насыщенностью цвета и opakовостью гарантирует полное окрашивание каркаса, не мешающее прохождению света сквозь транслюцентный диоксид циркония.

- ПРЕВОСХОДНАЯ ЭСТЕТИКА — синтетическое кварцевое стекло в его самой чистой форме обеспечивает HeraCeram Zirkonia оптическими свойствами, идентичными природным
- НАДЕЖНОСТЬ — SLS структура защищает HeraCeram Zirkonia от сколов и трещин, обеспечивая максимум прочности облицовкам.
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ — чрезвычайно короткие циклы обжига, первый обжиг дентина всего 10 минут, программы обжига идентичны программам HeraCeram



HERACERAM ZIRKONIA

Пробный набор

Состав набора	
1x3мл	Zr-Адгезив нейтральный
3x2мл	Лайнеры L A2; L A3; L A3,5
3x20г	Дентины D A2; D A3; D A3,5
3x20г	Инкризеры IN A2; IN A3; IN A3,5
2x20г	Эмали S 1; S 2
2x20г	Инхэнсеры EH A; EH neutral
1x20г	Маска MA bright
2x20г	Опаловые материалы OS 2; OT 2
1x20г	Плечевая керамика LM 2
1x1мл	Жидкость для опаки пасты POL
1x25мл	Моделировочная жидкость ML
1 шт.	Кист для опаков паст PO
1 шт.	Моделировочная кисть Toray
1 шт.	Расцветка
Артикул:	6604 6906

2 HERACERAM — ОБЛИЦОВОЧНАЯ КЕРАМИКА

2.2 HERACERAM ZIRKONIA — ДЛЯ КАРКАСОВ ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ

HERACERAM ZIRKONIA

Набор лайнеров

Состав набора	
1x3мл	Zr-Адгезив нейтральный
16x2мл	Лайнеры L A1–L D4
3x2мл	Интенсивные лайнеры bleach; gold; gingiva
1x1мл	Жидкость POL
2шт.	Кисть для опаков паст
1шт.	Расцветка
Артикул:	6604 6976

Набор дентинов и эмалей

Состав набора	
16x20г	Дентины D A1-D D4
4x20г	Эмали S 1-S 4
2x20г	Транспа материалы Clear; White
1x25мл	Моделировочная жидкость ML
1шт.	Расцветка
Артикул:	6604 6908

Набор Matrix

Состав набора	
3x20г	Мамелон- дентины MD 1–MD 3
2x20г	Вторичные дентины SD 1; SD 2
4x20г	Вэлю материалы VL 1–VL4
4x20г	Опаловые эмали OS 1–OS 4
9x20г	Опаловые прозрачные OT 1; OT2; OT 5; OT 10; OT Y; OT A; OT B; OT G;
1x25мл	Моделировочная жидкость ML
1x25мл	Расцветка
Артикул:	6602 0163

Набор плечевой керамики

Состав набора	
7x20г	Плечевая керамика высокотемпературная HM 1–HM 7
7x20г	Плечевая керамика низкотемпературная LM 1–LM 7
1x25мл	Моделировочная жидкость ML
1x25мл	Жидкость SM
1x10мл	Изолятор ISO
1шт.	Расцветка
Артикул:	6602 0165

HERACERAM ZIRKONIA



2 HERACERAM — ОБЛИЦОВОЧНАЯ КЕРАМИКА

2.2 HERACERAM ZIRKONIA — ДЛЯ КАРКАСОВ ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ

HERACERAM ZIRKONIA

Zr-Адгезив, 3ml

Артикул: 6602 0166

Zr-Адгезив нейтральный, 3ml

Артикул: 6603 9940

Лайнеры, 2ml

Цвета	Артикулы
LA1	6602 0167
LA2	6602 0168
LA3	6602 0169
LA3,5	6602 0170
LA4	6602 0171
LB1	6602 0172
LB2	6602 0173
LB3	6602 0174
LB4	6602 0175
LC1	6602 0176
LC2	6602 0177
LC3	6602 0178
LC4	6602 0179
LD2	6602 0180
LD3	6602 0181
LD4	6602 0401

Интенсивные лайнеры, 2ml

Цвета	Артикулы
Bleach	6602 0182
Gold	6602 0183
Gingiva	6602 0184
LCA	6602 0185
LCB	6602 0186
LCC	6602 0187

Плечевая керамика HM, 20 г

Shades	Art. Code
HM1	6602 0262
HM2	6602 0263
HM3	6602 0264
HM4	6602 0265
HM5	6602 0266
HM6	6602 0267
HM7	6602 0268

Плечевая керамика LM, 20г

Цвета	Артикулы
LM1	6602 0269
LM2	6602 0270
LM3	6602 0271
LM4	6602 0272
LM5	6602 0273
LM6	6602 0274
LM7	6602 0275

HERACERAM ZIRKONIA

Дентины, 20г

Цвета	Артикулы
DA1	6602 0188
DA2	6602 0189
DA3	6602 0190
DA3,5	6602 0191
DA4	6602 0192
DB1	6602 0193
DB2	6602 0194
DB3	6602 0195
DB4	6602 0196
DC1	6602 0197
DC2	6602 0198
DC3	6602 0199
DC4	6602 0200
DD2	6602 0201
DD3	6602 0202
DD4	6602 0203

Дентины, 100g

Цвета	Артикулы
DA1	6604 2081
DA2	6604 2082
DA3	6604 2083
DA3,5	6604 2084
DB2	6604 2085
DB3	6604 2086
DC3	6604 2087
DD3	6604 2088

Эмали режущего края, 20g

Цвета	Артикулы
S1	6602 0204
S2	6602 0205
S3	6602 0206
S4	6602 0207

Транспарентные материалы, 20g

Цвета	Артикулы
T	6602 0209
Clear	6602 0208
White	6602 0210
Blue	6602 0211

Керамика для десневого края, 20g

Маркировка	Артикулы
G	6602 0277

Коррекционная керамика, 20g

Маркировка	Артикул
COR	6602 0276

Глазурь, 20g*

Маркировка	Артикул
GL	6600 3527

* The glaze materials can be used for HeraCeram and HeraCeram Zirkonia.



2 HERACERAM — ОБЛИЦОВОЧНАЯ КЕРАМИКА

2.2 HERACERAM ZIRKONIA — ДЛЯ КАРКАСОВ ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ

HERACERAM ZIRKONIA

Мамелон дентин, 20г

Цвета	Артикулы
MD1	6602 0240
MD2	6602 0241
MD3	6602 0242

Вторичные дентины, 20 г

Цвета	Артикулы
SD1	6602 0243
SD2	6602 0244

Вэлью материалы, 20г

Цвета	Артикулы
VL1	6602 0245
VL2	6602 0246
VL3	6602 0247
VL4	6602 0248

Опаловые эмали режущего края, 20г

Цвета	Артикулы
OS1	6602 0249
OS2	6602 0250
OS3	6602 0251
OS4	6602 0252

Опаловые прозрачные, 20г

Цвета	Артикулы
OT1	6602 0253
OT2	6602 0254
OT5	6602 0255
OT10	6602 0256
OTY	6602 0257
OTA	6602 0258
OTB	6602 0259
OTG	6602 0260
OT ice	6602 0261

HERACERAM ZIRKONIA

Инкризеры, 20г

Цвета	Артикулы
Mango IN M	6602 0228
Solaris IN S	6602 0229
Peach IN P	6602 0230
Orange IN O	6602 0231
Taiga IN T	6602 0232
Caramel IN C	6602 0233
IN A1	6602 0212
IN A2	6602 0213
IN A3	6602 0214
IN A3,5	6602 0215
IN A4	6602 0216
IN B1	6602 0217
IN B2	6602 0218
IN B3	6602 0219
IN B4	6602 0220
IN C1	6602 0221
IN C2	6602 0222
IN C3	6602 0223
IN C4	6602 0224
IN D2	6602 0225
IN D3	6602 0226
IN D4	6602 0227

Инхэнсеры, 20г

Цвета	Артикулы
ЕНА	6603 6311
ЕНВ	6603 6312
ЕНС	6603 6313
EH bright	6603 6315
EH neutral	6603 6316
EH grey	6603 6317

Маски, 20г

Цвета	Артикулы
MA bright	6603 6320
MA shadow	6603 6319

Плечевая керамика НМ, 20г

Shades	Art. Code
Bleach НМ BL1-2	6602 1894
Bleach НМ BL3-4	6602 1893

Плечевая керамика LM, 20г

Shades	Art. Code
Bleach LM BL1-2	6602 1896
Bleach LM BL3-4	6602 1895



2 HERACERAM

2.4 HERACERAMPRESS — ДЛЯ ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИХ РЕСТАВРАЦИЙ

HERACERAMPRESS

Набор керамики для прессования

Состав	
6x5шт.	Дентины PK-A1; PK-A3,5; PK-B1; PK-B3; PK-C1; PK-D3
4x10шт.	Дентины PK-A2; PK-A3; PK-B2; PK-C2
2x5шт.	Опак дентины PK-DO1; PK-DO2
2x10шт.	Прозрачный режущий край PK-TS1; PK-TS2
2x5шт.	Прозрачный режущий край PK-TS3; PK-TS4
3x5шт.	Транспаренты PK-TY; PK-TG; PK-T Ice
1x2мл	Адгезив
1x2мл	Глазурь
1 шт.	Кисть для опаки пасты
1 шт.	Кисть для красителей
Артикул:	6601 5784

Адгезив, 2ml

Артикул: 6601 5818



Дентины, по 5 штук в тубе

	Артикулы
PK-A1	6601 5785
PK-A3	6601 5786
PK-A3,5	6601 5929
PK-A4	6601 5787
PK-B1	6601 5788
PK-B3	6601 5789
PK-B4	6601 5790
PK-C1	6601 5801
PK-C3	6601 5802
PK-C4	6601 5803
PK-D2	6601 5804
PK-D3	6601 5805
PK-D4	6601 5806

Дентины, по 10 штук в тубе

	Артикулы
PK-A1	6601 5819
PK-A2	6601 5820
PK-A3	6601 5821
PK-B1	6601 5822
PK-B2	6601 5823
PK-C2	6601 5824

HERACERAMPRESS

Опак дентины, по 5 штук в тубе

	Артикулы
PK-DO1	6601 5807
PK-DO2	6601 5808

Прозрачный режущий край, по 5 штук

	Артикулы
PK-TS3	6601 5813
PK-TS4	6601 5814

Транспарентный материал, по 10 штук

	Артикулы
PK-TC	6601 6408

Транспарентный материал, по 5 штук

	Артикулы
PK-TY	6601 5817

Прозрачный режущий край, по 5 штук

	Артикулы
PK-TS1	6601 5829
PK-TS2	6601 5830



HeraCeram
Набор с кольцом для прессования

Поставляемые формы	Артикулы
100г	6601 7844
200г	6601 6631



HeraCeramPress
Веерные штифты

Поставляемые формы	Артикулы
5 штук	6601 6420



HeraCeramPress
Огнеупорный столик

Артикул:	6601 6421
----------	-----------



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КЕРАМИКИ

Heramat C3/Heramat C3 press

Печи повышенного качества. Новое поколение керамических печей, которые сочетают высокую эффективность с гибкостью в настройках обжига.

Точность

Технология и надежность:

Достаточно посмотреть один раз, чтобы убедиться в превосходной точности обжига систем Heramat C3 и C3 press.

Интуитивность

Технология и удобство:

Простая и удобная панель управления помогает сделать Вашу работу проще.

Новая фронтальная панель обеспечивает вам всю необходимую информацию сразу - по текущей программе и доступным программным параметрам. Пользоваться

печами Heramat C3 и Heramat C3 press очень легко благодаря интуитивно понятному программному обеспечению, которое быстро приведет вас нужным настройкам параметров обжига.

В серии C3 оптимизирована работа контроллера и повышена точность температуры.

Память поддерживает 180 программ, а в случае Heramat C3 press еще и 20 дополнительных программ прессования.

По сравнению с другими подставками для обжига, термореагер, включенный в принадлежности, позволяет обеспечить лучшую передачу тепла на обжигаемый объект

Heramat C3 поставляется полностью укомплектованным всем, что необходимо современной печи, предлагая хорошее соотношение по цене и качеству.



Технические данные	Heramat C3	Heramat C3 press
Программы обжига	180	180
Программы прессования	-	20
Габариты в мм (ширина x глубина x высота)	290 x 630 x 380	290 x 630 x 380
Камера обжига	Ø 95 мм / высота 60 мм	Ø 95 мм / высота 60 мм
Столик для обжига	Ø 90 mm	Ø 90 mm
Вест нетто	22 кг	23 кг
Напряжение питания	100 V or 230 V / 50 / 60 Hz	100 V или 230 V / 50 / 60 Hz
Номинальная мощность	1750 W	1750 W
Pump capacity	100 V or 230 V / 5 A	100 V or 230 V / 5 A
Temperature range	100 °C – 1100 °C	100 °C – 1100 °C
Точность температуры	10 – 120 °C/мин	10 – 120 °C/мин
Temperature accuracy	1 °C	1 °C
Установки вакуума при атмосферном давлении	0 – 990 hPa	0 – 990 hPa
Время подъема / опускания обжигового стола	00:00 – 99:00 мин	00:00 – 99:00 мин
Время выдержки на конечной температуре	00:00 – 99:00 мин	00:00 – 99:00 мин
Время вакуума при конечной температуре	00:00 – 99:00 мин	00:00 – 99:00 мин
Точность времени	1 сек	1 сек

Art. Code: 6604 3133

Art. Code: 6604 3135

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КЕРАМИКИ

CL-P (Тип 7)

Вакуумный насос

Основные характеристики:

- Компактный дизайн
- Тихая работа
- Высокая производительность

Обеспечивается минеральным маслом высокого качества. Это позволяет поддерживать более длинные промежутки в обслуживании (смена масла), а также повышенную производительность. Мы рекомендуем использовать этот насос с нашими керамическими печами Heramat и оборудованием для плавки и литья, таким как Heracast EC.

Комплект поставки

CL-P (Тип 7) вакуумный насос

Технические данные	
Номинальное напряжение	100 V или 230 V 50 / 60 Hz
Производительность вакуума	4 м ³ /h
Конечное давление	2 mbar (abs.)
Номинальная мощность мотора	50 Hz; 0,1 KW 60 Hz; 0,12 KW
Обороты мотора в минуту	50 Hz; 3000 мин ⁻¹ 60 Hz; 3600 мин ⁻¹
Уровень давления звука	61 dB (A)
Емкость масла	0,06 л
Вес	5,8 кг
Артикул:	6600 2450

